

ACCESS TOETSENBORDEN

Er zijn twee soorten Access toetsenborden. Deze zijn beide draadloos. De computer wordt aangestuurd met behulp van Infra Rood via een Access toetsenbord / muis Interface. De toetsenborden hebben twee niveaus, één voor een computer toetsenbord en één voor Infra Rood omgevingsbediening, zodat u met het toetsenbord alle functies in het GEWA 'Smarthouse' concept kunt bedienen. Het is mogelijk macro's op te nemen en uit te voeren, zoals adressen, namen, etcetera. De toetsenborden kunnen worden aangepast aan individuele behoeften door de instellingen voor de toetsenbordvertraging en de herhaalsnelheid aan te passen.

Access Medi

Access Medi is een scannend toetsenbord, dat tevens door directe selectie kan worden bediend. Scannen is mogelijk met behulp van schakelaars of een joystick, waardoor een snelle toetskeuze kan worden gemaakt. Er kan gekozen worden uit twaalf verschillende scanmethoden.

Technische gegevens:

Afmeting: 33 x 25 x 20 cm
Gewicht: 1,8 kg
Voeding: 4 x 1,5V alkaline batterijen
LR14

Artikelnummer:

6610 Access Medi Scan toetsenbord
Bevestigingsmiddelen, zie GEWA catalogus

Access Maxi

Access Maxi is een vergroot toetsenbord bedoeld voor mensen met coördinatie problemen en spasticiteit.

Het toetsenbord heeft 108 toetsen. Deze liggen verdiept om onbedoelde toetsaanslagen te vermijden.

Access Maxi kan niet scannend worden bediend.

Technische gegevens:

Afmeting: 69 x 25 x 20 cm
Gewicht: 3 kg
Voeding: 4 x 1,5V alkaline batterijen
LR14

Access Interface

De Access toetsenborden bedienen de computer met Infra Rood via de 6632 USB Interface. De interface en het programma om werkvellen mee te maken worden meegeleverd met de Access toetsenborden.

Artikelnummer:

6600 Access Maxi toetsenbord
6632 Access USB Interface
Bevestigingsmiddelen, zie GEWA catalogus



