

BEVESTIGINGS ONDERDELEN

Wie werkt met technische hulpmiddelen en aanpassingen voor verschillende soorten lichamelijke problemen, kent de behoefte aan een grote verscheidenheid aan montage middelen. Verder hangt het gebruik van een aanpassing af van een goede stand van een bedieningsorgaan naar wens van de gebruiker.

QuoVadis heeft daarvoor diverse montage en bevestigingsystemen en onderdelen. Het aanpassen van de verschillende bedienschakelaars aan rolstoel of bed wordt hiermee vereenvoudigd. Er zijn diverse soorten tafelklemmen, buis- of pijpklemmen, X-klemmen en verschillende houders voor bedieningsorganen en Infra Rood zenders. Wij werken onder meer met montagesystemen van GEWA en Daessy.

10 mm systeem

Het montagesysteem van GEWA is gebaseerd op 10mm pijpstukken die via koppelstukken aan elkaar bevestigd kunnen worden.

IN de GEWA catalogus staat een volledig overzicht van de GEWA montageonderdelen.



Artikelnummer:

4720	Buis / houder voor blaasschakelaar
8105	Houder voor IR zenders
0281-22	Tafel- / buisverbinding
8120	X-join voor GEWA montagesysteem
8120-10	Halve X-join voor GEWA montagesysteem
4253-36	GEWA universele verbinding
4253-31	Flexarm 20 cm (ook 30-40-60 mog.)

Daessy

Het Daessy systeem is gebaseerd op buizen van 20 en 22 mm. Met behulp van de diverse koppelingen en buizen is het mogelijk een robuuste montage te creëren.



Voor iedere cliënt en iedere situatie wordt gebruik gemaakt van een of meer bevestigingsonderdelen, die specifiek in het betreffende geval het meest geschikt zijn. Een volledig overzicht van alle onderdelen zou een hele lange lijst geven. Wij volstaan daarom graag met een opsomming van enkele van de meestgebruikte onderdelen.

Wij denken graag met u mee op welke wijze voor u of uw cliënt een goede aanpassing gemaakt kan worden. Neem contact met ons op voor een offerte op maat.

