

EASY RIDER

Geïntegreerd controlesysteem voor rolstoelgebruikers

Gebruikers die geen gebruik kunnen maken van de standaardbesturing van een rolstoel of andere toestellen kunnen met de Easy Rider meer zelfstandig functioneren.

Met de Easy Rider is het voor de gebruiker mogelijk om enerzijds de rolstoel en de verschillende functies ervan te bedienen met één en hetzelfde bedieningssysteem en anderzijds ook zijn omgeving draadloos te besturen met hetzelfde bedieningssysteem (telefoon, radio, video, TV, verlichting, computer, enz.)



De bestaande bekabeling van de rolstoel blijft ongewijzigd. De Easy Rider past op elk type van elektronica van de rolstoel en is compatibel met de bestaande modules ervan. Door het inpluggen van de Easy Rider in de elektronica van de rolstoel is de installatie in minder dan een half uur gedaan.

Stand alone

Het scherm kan ook van de rolstoel afgenomen worden en als stand-alone gebruikt worden. Zodoende kan de gebruiker ook werken met alle functies van de Easy Rider wanneer hij niet in zijn rolstoel is. Bij het gebruiken als stand-alone kan de gebruiker een ander bedieningssysteem kiezen. Op de rolstoel gebruikt hij bijvoorbeeld een gewone joystick om zijn rolstoel en zijn omgeving te bedienen en in bed kan hij scanning met één contact gebruiken om zijn omgeving te bedienen.

Omgevingsbediening

Voor eenvoudig en uitgebreid gebruik van bijvoorbeeld omgevingsbediening helpen lijsten met pictogrammen en tekst de gebruiker om een selectie te maken. Een eenvoudig toetsenbord op het scherm maakt het mogelijk om snel nieuwe namen, boodschappen of nummers aan het geheugen toe te voegen. Met de ingebouwde Infra Rood ontvanger kunnen tot 200 codes opgeslagen worden. Het is mogelijk bijna alle bestaande Infra Roodcodes aan te leren.

De Easy Rider kan volledig ingesteld worden naar gelang de behoeften en noden van de gebruiker. Dit is zeer eenvoudig door gebruik te maken van het grafisch instelmenu. Het is niet nodig om de computer aan te sluiten of om complexe handelingen uit te voeren. Standaard zijn verschillende talen voorzien.

Bediening

Afhankelijk van de mogelijkheden van de gebruiker kan de Easy Rider aangestuurd worden met vele bedienaanpassingen. Diverse soorten schakelaars of joysticks kunnen aangesloten worden. Via scanning wordt de juiste functie gekozen.



De Easy Rider met LCD scherm maakt het de gebruiker mogelijk om alle functies van de rolstoel te bedienen. De Easy Rider werkt met bijna alle types van elektronica (DX, PILOT+, PG8, DM60, etc.). In de meeste gevallen voorziet de standaard elektronica van de rolstoel om 5 functies te besturen. Indien gewenst kan dit uitgebreid worden tot 10.

