

## LIPSTICK, EEN ALTERNATIEVE MUIS

nieuwe mondbediende computermuis

De LipStick is een alternatief voor personen die geen standaard computermuis kunnen gebruiken. Alle muisfuncties kunnen met de mond worden bediend. De schermcursor volgt de bewegingen van de mond, de knoppen worden bediend met de lippen.



De LipStick heeft verschillende unieke toepassingen:

### Bedienen met kracht

Slechts kleine hoofdbewegingen zijn nodig om de cursor te bewegen. De benodigde bedienkracht kan naar wens worden aangepast, van zeer weinig tot veel kracht. Bij een maximale gevoeligheid is minder dan 10 gram voldoende om de cursor te bewegen.

### Accurate cursor bediening

De LipStick geeft uitstekende controle over zowel zeer kleine als grote cursor bewegingen en is zeer nauwkeurig bij kleine bewegingen. Bediening per pixel kan daardoor ook.

Voor grote en snelle bewegingen is de automatische versnelling erg praktisch. De schermcursor beweegt gelijkmatig en zonder ongewilde verspringingen.

### Muisklikken met de lippen

Linker of rechter muiskliks worden gebruikt door de boven- of onderlip op te tillen, en niet door zuigen of blazen, zoals bij vele andere mondbediende hulpmiddelen.

U heeft de vrije keuze welke lip welke muisknop bedient. Ook muisslepen is eenvoudig mogelijk.

### Volledig gesloten constructie

Hygiëne problemen door verzamelen van speeksel, zoals bij zuigen en blazen zijn er niet meer. Elektrisch geïsoleerde capacitieve tastsensoren bepalen de lippositie. Het kan eenvoudig worden schoongemaakt met een gebruikelijk schoonmaak- of desinfectiemiddel.

### Robuust ontwerp

De LipStick heeft geen bewegende onderdelen die kunnen slijten of regelmatig moeten worden vervangen. De metalen behuizing is zeer schokbestendig. Het mondstuk is gemaakt van plastic met medische standaard voor hoge prestaties en is bijtbestendig.



### Zeer compatibel

De LipStick kan worden gebruikt met elke Windows, Apple of Linux computer met een USB aansluiting. Het kan ook worden gebruikt met de meeste Android tablets of smartphones.

In combinatie met een smartphone, tablet of laptop computer met een beeldschermtoetsenbord en tekst-naar-spraak software kan een zeer economisch en toch krachtig communicatiehulpmiddel worden gerealiseerd.



### Plug en Play

De LipStick kan direct uit de verpakking worden gebruikt. De standaard fabrieksinstellingen zullen voor de meeste gebruikers goed zijn.



Om toch verschillende instellingen aan persoonlijke voorkeuren aan kunnen te passen, wordt het apparaat geleverd met speciale Windows software. Maximaal vijf gebruikersprofielen kunnen worden opgeslagen en snel en eenvoudig worden geselecteerd. Als u in Windows aanpassingen heeft gedaan, worden de instellingen ook omgezet naar andere typen computers.



### Technische eigenschappen:

- Kleur** zilvergrijs
- Gewicht** 100 gram
- Voeding** USB: 5V / 25mA
- Computeraansluiting** USB 1.1 FS  
(compatibel met USB 2 en USB 3)  
Composiet HID apparaat
- Bevestiging** standaard cameradraad 1/4 inch,  
maximale schroeflengte 10 mm
- Materiaal mondstuk** POM: RÖCHLING  
SUSTARIN C Medisch
- Materiaal behuizing**  
Aluminium ST51 geanodiseerd

### Voordelig

De prijs van een LipStick is aanzienlijk lager dan vergelijkbare middelen.



### Tafelstandaard

De tafelstandaard voor de LipStick is stevig én elegant. Het is volledig instelbaar en kan worden gebruikt om de LipStick in vrijwel iedere positie te bevestigen. De standaard wordt geleverd in dezelfde zilvergrijze kleur als de LipStick. De tafelstandaard kan ook worden gebruikt om andere apparaten dan de LipStick te bevestigen met een 1/4 inch cameradraad. Andere bevestigingsopties zijn op verzoek beschikbaar.

### Artikelnummer:

- PC-LIPSTICK LipStick, alternatieve muis
- PC-LIPSTICK-ARM LipStick tafelstandaard