

ASSISTENTIE OPROEP BIJ BEADEMING

doorgifte van beademingsmelding

Er klinkt een luide piep. Een melding van de beademing! De canule is los of de cliënt moet uitgezogen worden. Maar hoe weet de assistent of mantelzorger dit als hij niet in de buurt is en het de piep niet kan horen?

Een effectieve oplossing wordt gecreëerd met de AssistX. AssistX is een universele oplossing voor het doorsturen van assistentie oproepen. De oplossing bestaat uit twee hoofdunits; een centrale unit en een ontvanger, vaak pager of pieper genoemd.

Het beademingscontact van de beademingsmachine wordt aangesloten op de AssistX zender.

De AssistX stuurt het signaal lokaal naar de ontvanger. Op de ontvanger ziet u direct welke assistentie oproep geactiveerd is. Eén of meerdere oproepen zijn zichtbaar. De assistent, mantelzorger of zorgverlener is direct op de hoogte van de situatie en kan de juiste actie ondernemen.

Deze oplossing is samengesteld volgens de richtlijn voor thuisbeademing. Het kan ook op een rolstoel en in de slaapkamer worden toegepast.

Voor een schematische weergave van de mogelijkheden, zie ommezijde. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.

Artikelnummer

CSS-20530 AssistX Mobil Set plus V1.10 draadloos oproepsysteem (zender, ontvanger, dock, S-lader)

Let op! De apparatuur is geen medisch hulpmiddel of vervanging voor menselijk toezicht. Persoonlijk toezicht blijft noodzakelijk.





SCHEMATISCHE WEERGAVE ASSISTENTIE OPROEP BEADEMING




Uitvoer:

- ontvanger



Programmeren:

- Mini USB



Actieve invoer:

- 3,5 mm jack

